


Das RedVac System für Vakuum-Immobilisation auf Wirbelsäulenbrett und Schaufeltrage



Die Kopfstütze

- Schnelles und einfaches Anlegen
- Keine Manipulation des Kopfes und der Halswirbelsäule
- Passt sich ohne Druckstellen sofort an jede Kopfform und Kopfgröße an
- Die Ohren bleiben frei für uneingeschränktes Ansprechen und Untersuchung



Biokompatible, strapazierfähige Außenhülle. Schnell und einfach zu reinigen



Optionale selbstschließende Ventile




Spezifikation

<p>Befestigung auf dem Brett mittels Klettband</p>   	<p>VK98X07 Kopfstütze Breite: 40cm Länge: 31cm Gewicht: 0,6kg GP11 Grundplatte Breite: 24cm Länge: 20cm</p>
<p>Befestigung auf dem Brett mittels Klettband</p>   	<p>VK98X07 Kopfstütze Breite: 40cm Länge: 31cm Gewicht: 0,6kg GP08 Grundplatte, recht u. links Breite: 12cm Länge: 24cm</p>
<p>Befestigung auf dem Brett mittels Steckschnallen</p>  	<p>VK94X09 Kopfstütze mit Steckschnallen für Befestigung auf dem Brett Breite: 38cm Länge: 31cm Gewicht: 0,7kg</p>

Die Körperfixierung

- *Optimale Passform, passt sich ohne Druckstellen jeder Körperkontur an*
- *Der Patient liegt während des Transport bequemer auf dem Brett*
- *Die Fixierung stellt einen Schutz gegen Hypothermie*



Einfache Anbringung

Die Anbringung auf dem Brett erfolgt einfach und schnell mittels Steckschnallen. Der eine Teil der Steckschnalle ist auf dem Rückenbrett fixiert der andere auf der Körperstütze



Optimale Fixierung


Die Fixierung verhindert, dass sich der Körper in Richtung Kopf bewegt und so auf die Halswirbel drückt



Multi-Kammer-System hält das Granulat in der richtige Position und macht die Anlegung schnell und unkompliziert



Optionale selbstschließende Ventile



Biokompatible, strapazierfähige Außenhülle. Schnell und einfach zu reinigen



Rote Streifen zur Befestigung der abnehmbaren, frei positionierbaren, beidseitig verstellbaren Gurte



Spezifikation

	<p>VMS300 Links und rechts: Breite: 40cm Länge: 154cm Gewicht: 1,8kg</p>
---	---